

Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара
<p>Экспресс-тест для выявления гемоглобина (скрытая кровь) FOB</p>	<p>Тест предназначен для <i>in vitro</i> одноэтапного быстрого качественного выявления гемоглобина (скрытой крови) в кале.</p> <p>Определение должно быть основано на принципе одностадийного иммунохроматографического анализа.</p> <p>Технические требования:</p> <p>Чувствительность не менее 99%, специфичность – не менее 99%.</p> <p>Не дает ложно-положительных результатов с гемоглобином и миоглобином животного происхождения, поступающими с пищей.</p> <p>Предел обнаружения в буферном растворе не выше 50 нг/мл.</p> <p>Срок годности не менее 22 месяцев с даты поставки.</p> <p>Срок годности распечатанного теста не менее полутора часов.</p> <p>Условия хранения при температурном диапазоне не уже 2-30 °С.</p> <p>Требования к комплектации:</p> <p>Набор должен быть предназначен не менее чем на 10 определений антигенов скрытой крови в образцах кала человека. В состав набора должно быть включено:</p> <p>Имунохроматографическая тест-полоска – 10 шт.</p> <p>Флакон-капельница с буфером для разведение образца и аппликатором для забора пробы – 10 шт.</p> <p>Цветная инструкция на русском языке – 1 шт.</p> <p>Этикетки с пустыми полями под подписи для наклейки на флаконы-капельницы с буфером – 10 шт.</p> <p>Требования к упаковке:</p> <p>Тест-полоска должна быть помещена в пластиковую кассету, для предотвращения механических повреждений. Каждый тест (полоска в кассете) должны быть герметично упакованы (запаяны) в пакет из ПЭТ/Ал/ПЭ общей толщиной не менее 70 мкм (либо иной другой материал с газовой проницаемостью при комнатной температуре не более 0,03 см³/м² сут атм.).</p> <p>Пакет должен обладать насечкой для удобного открытия</p> <p>В пакет должен быть добавлен осушитель (силикагель), массой не менее 0,5 г.</p> <p>Влагоемкость силикагеля не менее 18% (при относительной влажности 40%).</p> <p>Однокомпонентный буфер для разведения образца должен содержать консервант (азид натрия) и быть разлит во флаконы-капельницы с аппликатором для отбора пробы.</p> <p>Требования к сопроводительной документации:</p> <p>Регистрация в МЗиСР РФ</p>