

Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара
<p>Экспресс-тест для совместного выявления аденовируса и ротавируса (Rota-Adenovirus)</p>	<p>Принцип теста: иммунохроматографический с использованием латексных окрашенных частиц, отдельные полосы результата для рото- и аденовируса, цветовая кодировка результатов. Полоски контрольной и аналитической зон должны иметь окраску разного цвета.</p> <p>Чувствительность не менее 100%, специфичность – не менее 98% по ротавирусу и 99% по аденовирусу.:</p> <p>Тип тестового устройства: тест-кассеты в индивидуальной упаковке в комплекте с силикагелем</p> <p>Тип измерения: качественный</p> <p>Время анализа: не более 10 минут</p> <p>Тип образца: кал - объем образца: не более 100 мкл</p> <p>Количество тестов в наборе : 10 тестов.</p> <p>Условия хранения: 2-30 град.</p> <p>Состав набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке 10 шт, с маркировкой на русском языке (наименование теста, номер партии, срок годности), в комплекте с пластиковым флаконом-капельницей с однокомпонентным буфером с консервантом, объединенным с пипеткой и шпателем для забора образца- 10 шт. Флакон-капельница должен обладать закручивающимися крышками с обеих сторон. С верхней стороны – крышка должна быть с отламываемым концом для нанесение раствора образца на тест-систему. С нижней стороны крышка должна быть снабжена пластиковым аппликатором (длинной не менее 40 мм и рифлёной частью не менее 20 мм), а горлышко должно содержать прорезиненную вставку-отсекатель избыточного количества образца (для забора в емкость фиксированного количества образца). Для обеспечения герметичности, между каждой крышкой и флаконом должно быть гибкая прокладка.</p> <p>Этикетки с пустыми полями для информации о дате и идентификации пациента - для наклейки на флаконы-капельницы с буфером – 10 шт.</p> <p>Инструкция для пользователя на русском языке</p> <p>Коробка должна быть заклеена пломбой с контролем первого вскрытия и содержать полную маркировку на русском языке</p> <p>Срок годности распечатанного теста не менее полутора часов.</p> <p>Срок годности набора не менее 24 месяцев</p> <p>Остаточный срок годности на момент поставки набора не менее 80%</p> <p>Наличие регистрации в МЗиСР РФ</p>