

Экспресс-тест на коронавирус АИИ SARS-CoV-2 CORONAPASS

НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ
АНТИТЕЛ IGG/IGM К SARS-COV-2 В
СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ И ЦЕЛЬНОЙ
(КАПИЛЛЯРНОЙ И ВЕНОЗНОЙ) КРОВИ
ЧЕЛОВЕКА «АИИ SARS-COV-2 CORONAPASS-
IGG/IGM»

01

Настоящий тест полностью является
русской разработкой - от исходных
биоматериалов до готового изделия.
Абсолютный контроль качества с
сохранением самой конкурентной
цены.

02

Комплектация наборов включает все
необходимое для проведения теста.
Тест зарегистрирован в Росздравнадзоре
РУ № РЗН 2020/11811 от 25.08.2020*

*Проводятся работы по получению бессрочного РУ



03

Производство теста
организовано на базе
ведущих научных
лабораторий РФ.

04

Основные характеристики теста:

- Чувствительность тестов при определении IgG и IgM - 99% и 98%
- Специфичность - 97% для обоих классов иммуноглобулинов
- Время проведения анализа - 10 мин
- Двухцветная индикация результатов анализа
- Комплектации по 10, 20, 25 шт.

05

ООО "Фирма "Салюта"
Мамоновский пер. 4, с.1, 123001 Москва
Тел.: +7 495 229 3988 | +7 916 784 38 61
oosaluta@mail.ru
www.medicaltest.ru