



**Инфекции COVID-19 и грипп** – это ОРВИ со сходной симптоматикой и типами передачи. Федеральное медико-биологическое агентство (МР ФМБА России от 10.10.2022) рекомендует проводить скрининговое экспресс-тестирование лиц с симптомами ОРВИ для дифференциации COVID-19 и гриппа от иных респираторных инфекций. Это позволит своевременно назначить верное лечение и предотвратить риски развития осложнений. Набор «РЭД SARS-CoV-2/Flu Ag» определяет обе инфекции за одну процедуру, что сокращает время анализа и количество требуемых образцов.

**РЭД SARS-COV-2/FLU AG**

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигенов вирусов SARS-CoV-2 и гриппа типов А и В в мазках из носоглотки и ротоглотки человека «РЭД SARS-CoV-2/Flu Ag» по ТУ 21.20.23-009-16997573-2022»

**РУ №РЗН 2023/20486**

	SARS-COV-2	ГРИПП А	ГРИПП В
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %	100,0		
СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %	100,0		
ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ, НГ/МЛ	0,02	0,1	0,2
ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН	10		

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ  
**РЭД SARS-CoV-2/Flu Ag**

- 1** **25** шт.
- 1** **25** тест-кассета
- 1** **25** буфер для анализа
- 1** **25** зонд одноразовый
- 1** **1** набор этикеток
- 1** **1** инструкция по применению
- 1** **1** паспорт

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

