



ООО «РЭД»

+7(495)660-3425

6603425@mail.ru

red-test.ru

ЭКСПРЕСС  
ДИАГНОСТИКА

2402-01



О НАС



Разрабатываем и производим медицинские экспресс-тесты с 2010 года. Находимся в России.



Новые тест-системы создаем совместно с научными подразделениями ФИЦ Биотехнологии РАН. Опытные специалисты проводят исследования сырья и готовых изделий, обеспечивают высокое качество и стабильность нашей продукции.



Благодаря современному оборудованию на нашем производстве выпускаем ~ 700 тыс. тестов в месяц.



РЭД



Наш каталог включает более 25 наименований. Среди них тесты для диагностики респираторных инфекций, заболеваний желудочно-кишечного тракта и маркеров патологий.



Безопасность и эффективность тестов подтверждены регистрационным удостоверением. Актуальность и достоверность документов следит наш собственный отдел регистрации.



Поддерживаем гибкое ценообразование и открыты для сотрудничества с дистрибьюторами и медицинскими компаниями в России и за рубежом.

## НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ



## КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

### НАШИ ПАРТНЕРЫ



### НАШИ КЛИЕНТЫ

Медицинские учреждения различного вида и профиля  
Поставляем тесты для ММКЦ «Коммунарка»,  
Департамента здравоохранения Москвы, ИНВИТРО и др.

Разработаем и произведем тест-системы под **ваши** задачи




- Поможем составить техническое задание
- Создадим прототип и покажем его работу
- Организуем серийное производство тестов

### ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ

- Научно-техническую проработку вашей идеи
- Подбор и закупку сырья и комплектующих материалов

### ВАМ НЕ НУЖНО

- Искать производственную площадку
- Закупать производственное оборудование
- Разрабатывать технологию
- Нанимать специалистов



## АНАЛИЗ КАЛА

- Гемоглобин (скрытая кровь)
- Гемоглобин 50+200 (скрытая кровь, две концентрации)
- Кальпротектин
- Кальпротектин 50+200 (две концентрации)
- Лактоферрин
- Гемоглобин и трансферрин
- Escherichia coli O157:H7*
- Cryptosporidium parvum*
- Giardia intestinalis*
- Campylobacter spp.*
- Listeria monocytogenes*
- Salmonella*
- Salmonella typhi*
- Helicobacter pylori*
- Вирус гепатита А
- Энтеровирус
- Астровирус
- Аденовирус
- Ротавирус
- Аденовирус и ротавирус

## АНАЛИЗ СЫВОРОТКИ, ПЛАЗМЫ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ

- Прокальцитонин

## АНАЛИЗ РЕСПИРАТОРНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ

- Грипп А и В
- Респираторно-синцитиальный вирус
- Аденовирус респираторный
- Стрептококк группы А
- SARS-CoV-2
- SARS-CoV-2 и грипп типа А и В

Убедитесь в надежности и удобстве использования наших тестов


Оставьте заявку НА БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

+7 (495) 660-34-25




### 01

Соберите образец




### 02

Растворите образец



### 03

Проведите тестирование и оцените результат



ПРОСТОЙ АНАЛИЗ



БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

**COVID-19** – острая респираторная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2. Заболевание представляет особую опасность для лиц с патологией сердечно-сосудистой и легочной систем. Снизить риски неблагоприятных исходов возможно благодаря раннему тестированию пациентов с признаками ОРВИ. Данный алгоритм прописан в **Методических рекомендациях** по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (Вер. 17 от 14.12.2022). Подходит для самотестирования.

### РЭД SARS-CoV-2

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах из респираторного тракта человека «РЭД SARS-CoV-2 Ag» по ТУ 21.20.23-008-16997573-2021»

РУ №РЗН 2022/17486

### SARS-CoV-2 Ag

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

100,0

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ, НГ/МЛ

0,5

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД SARS-CoV-2 Ag

1 25 шт.

- 1 25 тест-кассета
- 1 25 буфер для анализа
- 1 25 зонд одноразовый
- 1 набор этикеток
- 1 инструкция по применению
- 1 паспорт

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C + T



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД ГРИПП А И В

Тест иммунохроматографический для совместного выявления вирусов гриппа А и В в респираторных выделениях «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Тяжесть протекания **гриппа** зависит от возраста, наличия хронических заболеваний и иммунного статуса пациента. Экспресс-тестирование лиц с симптомами ОРВИ позволит быстро отличить грипп от иных респираторных инфекций, назначить верное лечение и предотвратить риски осложнений. Использование иммунохроматографических тестов в диагностике гриппа рекомендуется Союзом педиатров России (**КР №25 «Острая респираторная вирусная инфекция»**) и Федеральным медико-биологическим агентством (**МР ФМБА России от 10.10.2022**).


|                     | ГРИПП А | ГРИПП В |
|---------------------|---------|---------|
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, % | 99,0    | 99,0    |
| СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %    | 98,0    | 99,0    |
| ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН  | 10      |         |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД грипп А и В

| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                      |
|---|---|----|----|----|--------------------------|
| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета             |
| 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | буфер для анализа        |
|   | 5 | 10 | 20 | 25 | пробирка                 |
|   | 5 | 10 | 20 | 25 | пипетка                  |
| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | тампон-зонд одноразовый  |
|   | 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки  |
| 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



**Инфекции COVID-19 и грипп** – это ОРВИ со сходной симптоматикой и типами передачи. Федеральное медико-биологическое агентство (МР ФМБА России от 10.10.2022) рекомендует проводить скрининговое экспресс-тестирование лиц с симптомами ОРВИ для дифференциации COVID-19 и гриппа от иных респираторных инфекций. Это позволит своевременно назначить верное лечение и предотвратить риски развития осложнений. Набор «РЭД SARS-CoV-2/Flu Ag» определяет обе инфекции за одну процедуру, что сокращает время анализа и количество требуемых образцов.

### РЭД SARS-COV-2/FLU AG

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигенов вирусов SARS-CoV-2 и гриппа типов А и В в мазках из носоглотки и ротоглотки человека «РЭД SARS-CoV-2/Flu Ag» по ТУ 21.20.23-009-16997573-2022»

РУ №РЗН 2023/20486


|                           | SARS-COV-2 | ГРИПП А | ГРИПП В |
|---------------------------|------------|---------|---------|
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %       | 100,0      |         |         |
| СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %          | 100,0      |         |         |
| ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ, НГ/МЛ | 0,02       | 0,1     | 0,2     |
| ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН        | 10         |         |         |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД SARS-CoV-2/Flu Ag

| 1 | 25 | шт.                      |
|---|----|--------------------------|
| 1 | 25 | тест-кассета             |
| 1 | 25 | буфер для анализа        |
| 1 | 25 | зонд одноразовый         |
|   | 1  | набор этикеток           |
| 1 | 1  | инструкция по применению |
| 1 | 1  | паспорт                  |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ





**РЭД РЕСПИРАТОРНЫЙ АДЕНОВИРУС**

Тест иммунохроматографический для выявления аденовируса в респираторных выделениях «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Респираторная аденовирусная инфекция – разновидность ОРВИ. Для аденовирусов характерно поражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, конъюнктивы и лимфоидной ткани. Дети и пациенты с ослабленным иммунитетом часто переносят заболевание с осложнениями. Экспресс-тесты быстро выявят причину инфекции и позволят вовремя начать лечение.

**РЕСПИРАТОРНЫЙ АДЕНОВИРУС**

|                     |      |
|---------------------|------|
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, % | 99,0 |
| СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %    | 99,0 |
| ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН  | 10   |

КОМПЛЕКАЦИЯ НАБОРОВ  
**РЭД респираторный аденовирус**

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                      |
|---|----|----|----|--------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета             |
| 1 | 1  | 1  | 1  | буфер для анализа        |
| 5 | 10 | 20 | 25 | пробирка                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | пипетка                  |
| 5 | 10 | 20 | 25 | тампон-зонд одноразовый  |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки  |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C + T




ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



**РЭД СРЕПТОКОКК А**

Тест иммунохроматографический для выявления стрептококка группы А в респираторных выделениях «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Распространенными формами инфекции, вызванной стрептококками группы А (*S. pyogenes*), являются фарингит и поражения кожи (скарлатина, рожистое воспаление, импетиго). Высокая контагиозность возбудителя часто приводит к вспышкам инфекции в коллективах. Назначить своевременное этиотропное лечение и, следовательно, предотвратить тяжелые формы заболевания возможно с помощью экспресс-тестирования лиц с подозрением на инфекцию. Применение тест-полосок включено в стандарты диагностики ангины и фарингита (КР №306 «Острый тонзиллит и фарингит»).

**СРЕПТОКОКК А**

|                     |      |
|---------------------|------|
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, % | 99,0 |
| СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %    | 99,0 |
| ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН  | 10   |

КОМПЛЕКАЦИЯ НАБОРОВ  
**РЭД стрептококк А**

| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                           |
|---|---|----|----|----|-------------------------------|
| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                  |
| 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | буфер для анализа (реагент А) |
| 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | буфер для анализа (реагент В) |
|   | 5 | 10 | 20 | 25 | пробирка                      |
|   | 5 | 10 | 20 | 25 | пипетка                       |
| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | тампон-зонд одноразовый       |
|   | 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки       |
| 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению      |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C + T



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНЫЙ ВИРУС

Тест иммунохроматографический для выявления респираторно-синцициального вируса в респираторных выделениях «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

**Респираторно-синцициальный вирус (РСВ)** поражает преимущественно нижние отделы дыхательных путей. Наиболее тяжело заболевание протекает у пожилых и детей младше пяти лет. Раннее экспресс-тестирование этих групп пациентов поможет назначить верное лечение и значительно снизить риски развития осложнений от РСВ-инфекции. Союз педиатров России рекомендует иммунохроматографическое исследование на РСВ пациентов с бронхолитом для коррективки медикаментозной терапии (КР № 360 «Острый бронхолит»).

#### РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНЫЙ ВИРУС

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

95,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ  
РЭД респираторно-синцициальный вирус

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                      |
|---|----|----|----|--------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета             |
| 1 | 1  | 1  | 1  | буфер для анализа        |
| 5 | 10 | 20 | 25 | пробирка                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | пипетка                  |
| 5 | 10 | 20 | 25 | тампон-зонд одноразовый  |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки  |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

T




2402-01




### 01

Соберите образец




### 02

Растворите образец



### 03

Проведите тестирование и оцените результат



ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ



БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



### РЭД ESCHERICHIA COLI

Тест иммунохроматографический для выявления антигенов *Escherichia coli* O157:H7 в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Энтерогеморрагический штамм *Escherichia coli* O157:H7 является частой причиной кровавистой диареи. Бактерия легко передается бытовым путем, а так же через сырые или недостаточно обработанные продукты питания. Инфекция протекает особенно тяжело у пожилых людей и пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поэтому важно быстро выявить возбудителя и предотвратить распространение инфекции в коллективах. Наиболее удобным и доступным инструментом диагностики в этом случае являются экспресс-тесты.

#### ESCHERICHIA COLI

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

100,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

85,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

**РЭД *Escherichia coli***

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ


C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД CRYPTOSPORIDIUM

Тест иммунохроматографический для выявления антигенов *Cryptosporidium parvum* в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Криптоспоридиоз – это разновидность инфекционной диареи, вызываемой простейшими *Cryptosporidium parvum*. В группе риска находятся дети, люди с ослабленным иммунитетом, путешественники и медперсонал, работающий с пациентами со криптоспоридиозом. Только на основании клинических симптомов не всегда возможно правильно идентифицировать возбудителя кишечного заболевания. Наиболее быстрым и точным способом выявления патогена является экспресс-диагностика.

#### CRYPTOSPORIDIUM

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

**РЭД *Cryptosporidium***

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ




C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД GIARDIA

Тест иммунохроматографический для выявления антигенов *Giardia intestinalis* в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Лямблиоз представляет собой протозойную инфекцию, вызванную одноклеточными простейшими *Giardia intestinalis*. Частыми симптомами являются диспепсия и водянистая диарея, при длительном протекании заболевания – потеря веса. Медикаментозная терапия лямблиоза отличается от лечения диареи вирусного или бактериального генеза. Таким образом, минимизировать риски тяжелых форм заболевания и остановить её передачу возможно лишь точно поставив диагноз. Наиболее быстрым и доступным способом выявления патогена является экспресс-диагностика.

#### GIARDIA

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД Giardia

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД HELICOBACTER PYLORI

Тест иммунохроматографический для выявления антигенов *Helicobacter pylori* в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

*H. pylori* – это спиралевидная бактерия, которая колонизирует стенки желудка. Эрадикация *H. pylori* позволяет предотвратить развитие язвенной болезни и снижает риск развития рака желудка. Российская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендует использование иммунохроматографических тестов в качестве референсных для диагностики инфекции (КР № 388 «Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки», КР № 708 «Гастрит и дуоденит»).

#### HELICOBACTER PYLORI

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

94,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД Helicobacter pylori

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ



C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД CAMPYLOBACTER

Тест иммунохроматографический для выявления антигенов *Campylobacter spp.* в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Бактерии рода *Campylobacter* являются второй по распространенности причиной развития бактериальной диареи. Заболевание распространяется через необработанные продукты питания, воду и фекально-оральным, половым путем. Согласно Протоколу лечения кампилобактериоза (Протокол № 91500. 11. А04.5 01 – 2013) применяются экспресс-методы, основанные на определении антигенов в кале. Наиболее удобным и быстрым из них является иммунохроматографическое тестирование.

#### CAMPYLOBACTER

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

**РЭД *Campylobacter***

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ


C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД LISTERIA

Тест иммунохроматографический для выявления антигенов *Listeria monocytogenes* в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Возбудителем листериоза является бактерия *Listeria monocytogenes*. Инфекция часто протекает тяжело и сопровождается неспецифическими симптомами - диареей, повышением температуры, головной болью и миалгией. Наиболее опасен листериоз для беременных, новорожденных, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Для эффективной терапии необходимо быстро выявить возбудителя инфекции и назначить этиотропное лечение. В этом помогает экспресс-тестирование.

#### LISTERIA

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

96,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

**РЭД *Listeria***

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ



C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД SALMONELLA

Тест иммунохроматографический для выявления антигенов *Salmonella spp.* в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Чаще всего **сальмонеллезом** заражаются через яйца, куриное мясо и молочные продукты. Для инфекции характерно расстройство стула, боли в животе, высокая температура и тошнота. Для быстрого выявления возбудителя используются экспресс-тесты. Их применение рекомендовано «Национальным научным обществом инфекционистов» (КР №700 «Сальмонеллез у взрослых»).

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

#### SALMONELLA

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

97,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД *Salmonella*

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД SALMONELLA TYPHI

Тест иммунохроматографический для выявления антигенов *Salmonella typhi* в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Бактерия *Salmonella typhi* является возбудителем брюшного тифа. Инфекция распространяется через загрязненные пищевые продукты или воду. При попадании в организм человека бактерии быстро проникают в кровь и представляют серьезную угрозу для жизни. Во избежание осложнений и летальных исходов важно быстро выявить патоген и назначить соответствующее лечение, а также подтвердить отсутствие бактерии в кале даже после исчезновения симптомов. В этом помогает экспресс-тестирование на антиген *Salmonella typhi*.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

#### SALMONELLA TYPHI

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД *Salmonella typhi*

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ


C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД АДЕНОВИРУС

Тест иммунохроматографический для выявления аденовируса в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

**Аденовирусная инфекция** не обладает клиническими особенностями, позволяющими дифференцировать ее от других кишечных инфекций. Однако именно аденовирусы кишечных типов являются одной из наиболее частых причин вирусных гастроэнтеритов. Быстро дифференцировать вирусную природу заболевания и назначить соответствующее лечение возможно с помощью экспресс-тестов.

#### АДЕНОВИРУС

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД аденовирус

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ


ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C + T

C

T



2402-01



### РЭД РОТАВИРУС

Тест иммунохроматографический для выявления ротавируса в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

**Ротавирусы** – одна из наиболее частых причин вирусного гастроэнтерита (ВГЭ) у детей. Клиническая картина заболевания редко отличается от других кишечных расстройств, однако схема лечения ВГЭ отличается от терапии бактериальных инфекций. В целях диагностики этиологии гастроэнтерита и корректировки терапии применяются экспресс-тесты. Их использование включено в клинические рекомендации по диагностике и лечению вирусного гастроэнтерита (КР № 755 «Ротавирусный гастроэнтерит у детей»).

#### РОТАВИРУС

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

98,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД Ротавирус

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ


ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C + T

C

T



2402-01



### РЭД РОТАВИРУС-АДЕНОВИРУС

Тест иммунохроматографический для совместного выявления аденовируса и ротавируса в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Больше половины случаев вирусного гастроэнтерита приходится на инфекцию **ротавирусами и аденовирусами**. Для выявления вирусной природы острого гастроэнтерита и корректировки схемы лечения применяется экспресс-тестирование. Использование иммунохроматографических тестов включено в клинические рекомендации по диагностике и лечению вирусного гастроэнтерита (КР № 755 «Ротавирусный гастроэнтерит у детей»).

|                     | РОТАВИРУС | АДЕНОВИРУС |
|---------------------|-----------|------------|
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, % | 100,0     |            |
| СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %    | 98,0      | 99,0       |
| ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН  | 10        |            |

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

### РЭД Ротавирус-аденовирус

| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
|   | 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

РОТАВИРУС + АДЕНОВИРУС

РОТАВИРУС


АДЕНОВИРУС

C + R + A

C + R

C + A

C



2402-01



### РЭД ЭНТЕРОВИРУС

Тест иммунохроматографический для выявления энтеровируса в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

К **энтеровирусам** относятся вирусы полиомиелита, вирусы Коксаки А и В, эховирусы. В большинстве случаев энтеровирусные инфекции протекают в стертой форме, при этом симптомы заболевания напоминают ОРВИ. Важно вовремя выявить причину заболевания и скорректировать лечение. В этом помогает экспресс-тестирование.

|                     | ЭНТЕРОВИРУС |
|---------------------|-------------|
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, % | 99,0        |
| СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %    | 99,0        |
| ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН  | 10          |

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

### РЭД Энтеровирус

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C + T

C

T



2402-01



### РЭД ВИРУС ГЕПАТИТА А

Тест иммунохроматографический для выявления вируса гепатита А в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

**Гепатит А** — это воспалительное заболевание печени вирусного происхождения. Заражение происходит при употреблении контаминированных продуктов питания и воды, а также после контакта с инфицированным человеком. Инфекция редко протекает хронически: для неё характерны тяжелые симптомы, в частности, острая печеночная недостаточность. Раннее экспресс-тестирование на гепатит А позволит назначить правильное лечение и предотвратить возможные осложнения.

#### ВИРУС ГЕПАТИТА А

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

#### РЭД Вирус гепатита А

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ


C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД АСТРОВИРУС

Тест иммунохроматографический для выявления астровируса в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

**Астровирусы** являются причиной развития вирусного гастроэнтерита у детей. Для его подтверждения и корректировки схемы лечения применяется в том числе экспресс-тестирование. Такой алгоритм рекомендован «Евразийским сообществом по инфекционным болезням» в Протоколе лечения детей, больных астровирусным гастроэнтеритом (Протокол № 91500. 11. А 08 01 – 2015).

#### АСТРОВИРУС

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

94,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

#### РЭД Астровирус

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ



C + T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД СКРЫТАЯ КРОВЬ

Тест иммунохроматографический для выявления гемоглобина в кале (скрытая кровь) «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

При патологии нижних отделов ЖКТ в каловые массы может выделяться визуально недетектируемое количество крови. Экспресс-анализ кала на **гемоглобин** позволит выявить заболевание в ранней стадии; особенно важно проводить скрининговые исследования у пациентов старше 40 лет. Использование экспресс-тестов рекомендовано Российской ассоциацией колопроктологов и Российской гастроэнтерологической ассоциацией (КР №190 «Синдром раздраженного кишечника»).

#### ГЕМОГЛОБИН НГ/МЛ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ **РЭД Скрытая кровь**

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C+T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

T

2402-01



### РЭД СКРЫТАЯ КРОВЬ 50+200

Тест иммунохроматографический для выявления двух концентраций гемоглобина в кале (скрытая кровь) «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Анализ кала на **гемоглобин** позволяет выявить патологии нижних отделов ЖКТ на ранней стадии. Среди существующих методов иммунохроматографический анализ является наиболее простым и удобным, а его использование рекомендовано Российской ассоциацией колопроктологов и Российской гастроэнтерологической ассоциацией (КР №190 «Синдром раздраженного кишечника»). Применение полуколичественного экспресс-теста позволяет определить степень риска развития заболевания.

#### ГЕМОГЛОБИН 50 НГ/МЛ

#### ГЕМОГЛОБИН 200 НГ/МЛ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ **РЭД скрытая кровь 50+200**

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ГЕМОГЛОБИН 50 НГ/МЛ

C+C+T

ГЕМОГЛОБИН 200 НГ/МЛ

C+C+T+T

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C+C

2402-01



### РЭД КАЛЬПРОТЕКТИН

Тест иммунохроматографический для выявления кальпротектина в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Высокий уровень **кальпротектина** свидетельствует о воспалении в нижних отделах ЖКТ, а также является сигналом близкого обострения у пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом. Экспресс-тестирование на кальпротектин в кале позволит выявить воспалительные процессы в ЖКТ. Научное общество гастроэнтерологов России рекомендует проводить тест на фекальный кальпротектин у всех лиц младше 40 лет с симптоматикой воспаления ЖКТ (КР «Хронические диареи у взрослых», 2020 г.)

### РЭД КАЛЬПРОТЕКТИН 50+200

Тест иммунохроматографический для выявления двух концентраций кальпротектина в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

Высокий уровень **кальпротектина** свидетельствует о воспалении в нижних отделах ЖКТ. Научное общество гастроэнтерологов России рекомендует проводить тест на фекальный кальпротектин у всех лиц младше 40 лет с симптоматикой воспаления ЖКТ (КР «Хронические диареи у взрослых», 2020 г.). Применение полуколичественного экспресс-теста позволит определить степень

#### КАЛЬПРОТЕКТИН 50 НГ/МЛ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

94,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

93,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КАЛЬПРОТЕКТИН 50 НГ/МЛ

#### КАЛЬПРОТЕКТИН 200 НГ/МЛ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

94,0

94,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

93,0

93,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД Кальпротектин

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ РЭД Кальпротектин 50+200

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C+T

C

T



2402-01

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

КАЛЬПРОТЕКТИН 50 МКГ/Г

КАЛЬПРОТЕКТИН 200 МКГ/Г

C+C+T

C+C+T+T

C+C



2402-01



### РЭД ЛАКТОФЕРРИН

Тест иммунохроматографический для выявления лактоферрина в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

При болезни Крона и язвенном колите из слизистой оболочки кишечника в каловые массы выделяется большое количество **лактоферрина**. Экспресс-тестирование позволяет предварительно диагностировать воспаление в нижних отделах ЖКТ и скорректировать последующую терапию.

#### ЛАКТОФЕРРИН

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10

#### КОМПЛЕКАЦИЯ НАБОРОВ

#### РЭД Лактоферрин

| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C + T




ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

T



2402-01



### РЭД СКРЫТАЯ КРОВЬ-ТРАНСФЕРРИН

Тест иммунохроматографический для совместного выявления гемоглобина и трансферрина в кале «РЭД»

РУ №ФСР 2012/13624

При патологии нижних отделов ЖКТ в каловые массы может выделяться визуально недетектируемое количество крови. В свою очередь, трансферрин является производным компонентом крови и может попадать в желудочно-кишечный тракт при кровотечении. Одновременное определение **гемоглобина и трансферрина** в кале позволяет повысить диагностическую значимость анализа и выявлять патологию на ранних стадиях.

#### ГЕМОГЛОБИН

#### ТРАНСФЕРРИН

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0

99,0

ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

10


#### КОМПЛЕКАЦИЯ НАБОРОВ

#### РЭД Скрытая кровь-трансферрин


| 5 | 10 | 20 | 25 | шт.                                                          |
|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 5 | 10 | 20 | 25 | тест-кассета                                                 |
| 5 | 10 | 20 | 25 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 5 | 10 | 20 | 25 | этикетка для маркировки                                      |
| 1 | 1  | 1  | 1  | инструкция по применению                                     |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ТРАНСФЕРРИН+ ГЕМОГЛОБИН  
C + T1 + T2



ТРАНСФЕРРИН  
C + T1



ГЕМОГЛОБИН  
C + T2



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

C



2402-01

## АНАЛИЗ СЫВОРОТКИ И ПЛАЗМЫ КРОВИ



ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ



БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


**01**

Соберите сыворотку или плазму крови




**02**

Проведите тестирование



**03**

Оцените результат




## АНАЛИЗ ЦЕЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ И ВЕНОЗНОЙ КРОВИ



СБОР КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ

**01**

Обработав место взятия пробы, сделайте прокол кожи пальца




**02**

Соберите кровь



**03**

Проведите тестирование и оцените результат





### ИХА ПРОКАЛЬЦИТОНИН

Набор реагентов «ИХА Прокальцитонин» для одноэтапного иммунохроматографического определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови по ТУ 21.20.23-001-16997573-2017

РУ №РЗН 2019/9421

**Прокальцитонин** – маркер для выявления бактериальных инфекций. Полуколичественный экспресс-анализ позволит точно определить степень тяжести воспаления и диагностировать септическое состояние в кратчайшие сроки. Определение уровня прокальцитонина показано в том числе при септических состояниях в акушерстве (Письмо Минздрава России от 06.02.2017 №15-4/10/2-728).

### ИХА ПРОКАЛЬЦИТОНИН

ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ, НГ/МЛ

100 500 5000 100+500 500+5000 100+500+5000  
0,1 0,5 5,0 0,1 и 0,5 0,5 и 5,0 0,1, 0,5 и 5,0

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %

99,0

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %

99,0


ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

15

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ  
**ИХА Прокальцитонин**

10 25 шт.  
10 25 тест-кассета  
10 25 пипетка  
10 25 карта пациента  
10 25 инструкция  
1 1 паспорт

### СХЕМА АНАЛИЗА



### КАРТА ПАЦИЕНТА

**ИХА РЭД Прокальцитонин**

Карта пациента

пациент


дата

время

результат


100 500 5000  
≈2 ≈10 ≈50  
≈0,5 ≈2 ≈20  
≈0,1 ≈0,5 ≈5  
Ориентировочная концентрация ПКТ, нг/мл

### ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИХА ПРОКАЛЬЦИТОНИН



2402-01

### ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



2402-01

### ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

39



**ИХА РЭД  
ПРОКАЛЬЦИТОНИН**

Набор реагентов для иммунохроматографического определения прокальцитонина в сыворотке, плазме и **цельной (капиллярной и венозной) крови человека** «ИХА РЭД Прокальцитонин» по ТУ 21.20.23-010-16997573-2022»

РУ № РЗН2023/20484

**Прокальцитонин** – маркер для выявления бактериальных инфекций. Полуколичественный экспресс-анализ позволит точно определить степень тяжести воспаления и диагностировать септическое состояние в кратчайшие сроки. Определение уровня прокальцитонина показано в том числе при септических состояниях в акушерстве (Письмо Минздрава России от 06.02.2017 №15-4/10/2-728). Возможность использования цельной крови без пробоподготовки является преимуществом в отделениях неотложной помощи.

**КАРТА ПАЦИЕНТА**

**ИХА РЭД Прокальцитонин**

Карта пациента

пациент

дата

время

результат

1005005000

≈2

≈10

≈50

≈0,5

≈2

≈20

≈0,1

≈0,5

≈5

Ориентировочная концентрация ПКТ, нг/мл

**ПРОКАЛЬЦИТОНИН 500**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ, НГ/МЛ | 0,5   |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %       | 100,0 |
| СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %          | 100,0 |
| ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН        | 15    |

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

**ИХА РЭД  
Прокальцитонин 500**

| 10 | 25 | шт.                      |
|----|----|--------------------------|
| 10 | 25 | тест-кассета             |
| 10 | 25 | пипетка                  |
| 10 | 25 | ланцет одноразовый       |
| 10 | 25 | салфетка антисептическая |
| 10 | 25 | карта пациента           |
| 1  | 1  | инструкция               |
| 1  | 1  | паспорт                  |

**ПРОКАЛЬЦИТОНИН 100+500+5000**

|                           |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ, НГ/МЛ | 0,1   | 0,5   | 0,5   |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %       | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %          | 100,0 |       |       |
| ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН        | 15    |       |       |


КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ

**ИХА РЭД  
Прокальцитонин  
100+500+5000**

| 10 | 25 | шт.                      |
|----|----|--------------------------|
| 10 | 25 | тест-кассета             |
| 10 | 25 | пипетка                  |
| 10 | 25 | ланцет одноразовый       |
| 10 | 25 | салфетка антисептическая |
| 10 | 25 | карта пациента           |
| 1  | 1  | инструкция               |
| 1  | 1  | паспорт                  |


ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ





### ИХА РЭД ПРОКАЛЬЦИТОНИН+СРБ

Набор реагентов для иммунохроматографического определения прокальцитонина и С-реактивного белка в сыворотке, плазме, цельной (капиллярной, венозной) крови человека «ИХА РЭД Прокальцитонин + СРБ» по ТУ 21.20.23-011-16997573-2023»

Совместное полуколичественное экспресс-определение уровней **прокальцитонина** и **С-реактивного белка** позволит с высокой точностью диагностировать воспаленные – например, при оценке состояния пациентов с пневмонией, эндокардитом или менингококковой инфекцией (КР №54 «Инфекционный эндокардит», КР №58 «Менингококковая инфекция у детей», КР №714 «Пневмония (внебольничная)»). Возможность использования цельной крови без длительной пробоподготовки является преимуществом в отделениях неотложной помощи.

#### ПРОКАЛЬЦИТОНИН С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК


ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %  
СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %  
ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ  
ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

100,0  
100,0  
0,5 НГ/МЛ  
10

### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ ИХА РЭД Прокальцитонин + СРБ

|    |    |                          |
|----|----|--------------------------|
| 10 | 25 | шт.                      |
| 10 | 25 | тест-кассета             |
| 10 | 25 | пипетка                  |
| 10 | 25 | ланцет одноразовый       |
| 10 | 25 | салфетка антисептическая |
| 10 | 25 | карта пациента           |
| 1  | 1  | инструкция               |

#### ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



2402-01

*Clostridium difficile* – ассоциированная инфекция – это типичная нозокомиальная инфекция с фекально-оральным и контактно-бытовым путями передачи. Является частой причиной антибиотико-ассоциированной диареи и псевдомембранозного колита, особенно у детей и пожилых на госпитальном лечении. Использование экспресс-тестов для быстрой диагностики патогена рекомендовано **Международными и национальными КР по профилактике, диагностике и лечению инфекции Clostridioides difficile, 2023.**

### ИХА РЭД C.DIFFICILE ГДГ + АВ

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигенов *Clostridium difficile*: глутаматдегидрогеназы, токсина А, токсина В в образцах кала человека «РЭД C. difficile ГДГ + АВ» по ТУ 21.20.23-012-16997573-2023»

#### ГДГ ТОКСИН А ТОКСИН В


ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, %  
СПЕЦИФИЧНОСТЬ, %  
ВРЕМЯ АНАЛИЗА, МИН

100,0  
100,0  
10

### КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ ИХА РЭД C.difficile ГДГ + АВ

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 20 | шт.                                                          |
| 20 | тест-кассета                                                 |
| 20 | буфер для анализа, во флаконе со стержнем для забора образца |
| 20 | этикетка для маркировки                                      |
| 1  | инструкция по применению                                     |

#### ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



2402-01